

<b>OENO:</b>	31545
<b>Protokoll (OENO megnevezés):</b>	Lumbosacralis gerinc, oldalirányú felvétel
<b>Indikáció:</b>	
<b>Blende határok:</b>	Felső széle a csípőlapát, oldalsó széle mindkét oldalon a középső coronalis síktól 3-3 h. ujjal.
<b>Anatómiai képletek:</b>	L.V.-S.I. átmenet
<b>Képméret:</b>	20 × 30 cm
<b>FFT:</b>	100 cm
<b>Centrális sugár:</b>	Crista vonal alá 3 h. ujjal, merőleges az L.IV. és S.II. közötti felezőpontra.
<b>Beállítás (beteg elhelyezése):</b>	Teljes oldalfekvés, lábait csípőben és térdben behajlítja, alsótestét kissé előre-húzza, gerinc-sacrum egy vonalba kerüljön, hátsó bőrfelszín az asztal középvonalától 4 h ujjal érjen túl.
<b>Felvételi követelmény:</b>	Az L.V.-S.I. átmenet elfordulás nélkül, nyitottan ábrázolódjon. Az L.V. csigolyatest és a sacrum felső része ábrázolódjon. Az L.V. processus spinosus hátsó végétől az L.V. csigolyatest elülső széléig látszódjon.
<b>Megjegyzés:</b>	Oldaljelzés, gonádvédelem.